



# NUTRICELL

Nutrientes Celulares  
[www.nutricell.com.br](http://www.nutricell.com.br)

## DESCARTÁVEIS PARA MANIPULAÇÃO

CONSULTE NOSSA EQUIPE DE VENDAS PARA  
PRODUTOS NÃO CONSTANTES NESSA RELAÇÃO

Fones: (19) 3243.8305 / 3032.4429

[vendas1@biomate.com.br](mailto:vendas1@biomate.com.br)

DESCARTÁVEIS PARA MANIPULAÇÃO	
DESCRIÇÃO	UNIDADE
Agulha 25x08 BD	100 / caixa
Agulha 30x08 BD	100 / caixa
Agulha 40x08 BD	100 / caixa
Agulha 40x12 BD	100 / caixa
Agulha 40x16 BD	100 / caixa
Agulha p/ aspiração folicular 18G 7 cm WTA	1
Agulha p/ aspiração folicular 20G 7 cm WTA	1
Álcool polivinílico IMV	100 gramas
Barquet 0,25ml p/ retirar excesso sêmen da palheta IMV	05 / Pcte
Barquet 0,50ml p/ retirar excesso sêmen da palheta IMV	05 / Pcte
Barquet 0,25ml p/ retirar excesso sêmen da palheta IMV	25 / Pcte
Barquet 0,50ml p/ retirar excesso sêmen da palheta IMV	25 / Pcte
Caneta p/ marcar palheta fine point (Azul) Sharpie	1
Caneta p/ marcar palheta fine point (Marrom) Sharpie	1

**NUTRICELL NUTRIENTES CELULARES**

(19) 3243.8305 / 3032.4429 – [www.nutricell.com.br](http://www.nutricell.com.br) - [vendas1@biomate.com.br](mailto:vendas1@biomate.com.br)



# NUTRICELL

Nutrientes Celulares  
[www.nutricell.com.br](http://www.nutricell.com.br)

Caneta p/ marcar palheta fine point (Preta) Sharpie	1
Caneta p/ marcar palheta fine point (Verde) Sharpie	1
Caneta p/ marcar palheta fine point (Vermelha) Sharpie	1
Esferas de metal p/ lacrar palheta 0,25 Minitub	100 / Pcte
Esferas de metal p/ lacrar palheta 0,50 Minitub	100 / Pcte
Extran sabão neutro 5000 ml Merck	1
Filtro p/ estr. 13mm 0.22 (millex) Millipore	01 / Pcte
Filtro p/ estr. 13mm 0.22 (millex) Millipore	05 / Pcte
Filtro p/ estr. 33mm 0.22 (millex) Millipore	1
Frasco p/ cultura 75 cm – TPP	05 / Pcte
Frasco p/ cultura 25 cm – TPP	10 / Pcte
Gel Carbogel 5000 ml	1
Lacrador de palheta WTA	05 / Pcte
Lacrador de palheta WTA	100 / Pcte
Lacrador de palheta 0,25 Biomate	05 / Pcte
Lacrador de palheta 0,25 Biomate	50 / Pcte
Lacrador de palheta 0,25 Biomate	100 / Pcte
Lacrador de palheta 0,25 Biomate	500 / Pcte
Lâmina 26x76 – Perfecta	50 / caixa
Lâminula 22x22 – Perfecta	100 / caixa
Lâmpada para lupa 6x20 Osram	1
Lâmpada para lupa 8x20 Osram	1
Micropipeta fixa 05µl Digipet (laboratório – pipetar líquidos em geral )	1
Micropipeta fixa 10µl Digipet (laboratório – pipetar líquidos em geral )	1
Micropipeta fixa 20µl Digipet (laboratório – pipetar líquidos em geral )	1
Micropipeta fixa 30µl Digipet (laboratório – pipetar líquidos em geral )	1

**NUTRICELL NUTRIENTES CELULARES**

(19) 3243.8305 / 3032.4429 – [www.nutricell.com.br](http://www.nutricell.com.br) - [vendas1@biomate.com.br](mailto:vendas1@biomate.com.br)



# NUTRICELL

Nutrientes Celulares  
[www.nutricell.com.br](http://www.nutricell.com.br)

Micropipeta fixa 100µl Digipet (laboratório – pipetar líquidos em geral )	1
Micropipeta fixa 200µl Digipet (laboratório – pipetar líquidos em geral )	1
Micropipeta fixa 1000µl Digipet	1
Micropipeta mini (12,5cm) 05µl Digipet	1
Micropipeta mini (12,5cm) 20µl Digipet (laboratório-manipular embrião)	1
Micropipeta mini (12,5cm) 50µl Digipet (laboratório-manipular embrião)	1
Micropipeta variável 20 – 200µl Digipet (pipetar líquidos em geral)	1
Micropipeta variável 10 – 100µl Digipet (pipetar líquidos em geral)	1
Micropipeta variável 100 – 1000µl Digipet (pipetar líquidos em geral)	1
Microtubo PCR 200µl	1000 / Pcte
Microtubo PCR 500µl	1000 / Pcte
Palheta 0,25 estéril IMV	10 / Pcte
Palheta 0,25 estéril IMV	100 / Pcte
Palheta 0,25 estéril IMV	2000 / Pcte
Palheta 0,25 estéril IMV – gravada	1
Palheta 0,50 estéril IMV	10 / Pcte
Palheta 0,50 estéril IMV	100 / Pcte
Palheta 0,50 estéril IMV	2000 / Pcte
Palheta 0,50 estéril IMV – gravada	1
Placa 04 cavidades Nunc 4/pct	04 / Pcte
Placa 05 cavidades Minitub fundo chato	04 / Pcte
Placa 06 cavidades Corning fundo chato (hospeda o embrião para análise através Lupa)	01 / Pcte
Placa 24 cavidades Iwaki fundo chato (hospeda o embrião para análise através Lupa)	01 / Pcte
Placa 96 cavidades Iwaki fundo chato (hospeda o embrião para ser analisado através da	01 / Pcte
Placa 100x20 Corning (hospeda o embrião para ser analisado através da Lupa)	20 / Pcte
Placa 100x20 SPL (hospeda o embrião para ser analisado através da Lupa)	10 / Pcte

**NUTRICELL NUTRIENTES CELULARES**

(19) 3243.8305 / 3032.4429 – [www.nutricell.com.br](http://www.nutricell.com.br) - [vendas1@biomate.com.br](mailto:vendas1@biomate.com.br)




# NUTRICELL

Nutrientes Celulares  
[www.nutricell.com.br](http://www.nutricell.com.br)

Placa 100x20 TPP (hospeda o embrião para ser analisado através da Lupa)	10 / Pcte
Placa 100x20 Nest (hospeda o embrião para ser analisado através da Lupa)	20 / Pcte
Placa 35x10 Corning (hospeda o embrião para ser analisado através da Lupa)	20 / Pcte
Placa 35x10 SPL (hospeda o embrião para ser analisado através da Lupa)	10 / Pcte
Placa 35x10 Nest (hospeda o embrião para ser analisado através da Lupa)	20 / Pcte
Placa 40x10 TPP (hospeda o embrião para ser analisado através da Lupa)	20 / Pcte
Placa 60x15 Corning (hospeda o embrião para ser analisado através da Lupa)	20 / Pcte
Placa 60x15 Nest (hospeda o embrião para ser analisado através da Lupa)	20 / Pcte
Placa 60x16 TPP (hospeda o embrião para ser analisado através da Lupa)	14 / Pcte
Ponteira Amarela 20 – 200µl Axygen	96 / rack
Ponteira Amarela 20 – 200µl Axygen	1000 / Pcte
Ponteira Azul 100 – 1000µl Axygen	100 / rack
Ponteira Azul 100 – 1000µl Axygen	1000 / Pcte
Ponteira Branca 0 – 10µl Axygen	96 / rack
Ponteira Branca 0 – 10µl Axygen	1000 / Pcte
Rack p/ 96 tubos criogênico TPP	1
Seringa desc. 01 ml sem agulha com êmbolo BD (Introduzir a sonda)	10 / Pcte
Seringa desc. 01 ml com agulha com êmbolo BD	10 / Pcte
Seringa desc. 03 ml sem agulha com êmbolo BD (Introduzir a sonda)	10 / Pcte
Seringa desc. 05 ml sem agulha com êmbolo BD (Introduzir a sonda)	10 / Pcte
Seringa desc. 05 ml com agulha com êmbolo BD	10 / Pcte
Seringa desc. 10 ml com agulha com êmbolo BD	10 / Pcte
Seringa desc. 10 ml sem agulha com êmbolo BD (Introduzir a sonda)	10 / Pcte
Seringa desc. 20 ml com agulha com êmbolo BD	10 / Pcte
Seringa desc. 20 ml sem agulha com êmbolo BD (Introduzir a sonda)	10 / Pcte
Seringa desc. 60 ml sem agulha com êmbolo BD (Introduzir a sonda)	01 / Pcte

**NUTRICELL NUTRIENTES CELULARES**

(19) 3243.8305 / 3032.4429 – [www.nutricell.com.br](http://www.nutricell.com.br) - [vendas1@biomate.com.br](mailto:vendas1@biomate.com.br)



# NUTRICELL

Nutrientes Celulares  
[www.nutricell.com.br](http://www.nutricell.com.br)

Sistema de aspiração folicular WTA	1
Tubo capilar sem heparina Perfecta	500 / Pcte
Tubo capilar com heparina Perfecta	500 / Pcte
Tubo criogênico 1,2 ml TPP	100 / Pcte
Tubo criogênico 2,0 ml TPP	100 / Pcte
Tubo criogênico 3,8 ml TPP	100 / Pcte
Tubo centrifuga 15 ml TPP	40 / Pcte
Tubo centrifuga 50 ml TPP	20 / Pcte
Tubo centrifuga 50 ml Nest	25 / Pcte
Tubo Ependorff LBC	1000 / Pcte
Tubo microcentrifuga 1,5 ml Axygen	500 / Pcte
Tubo para transporte de embrião 12x75 – Falcon	25 / Pcte

**NUTRICELL NUTRIENTES CELULARES**

(19) 3243.8305 / 3032.4429 – [www.nutricell.com.br](http://www.nutricell.com.br) - [vendas1@biomate.com.br](mailto:vendas1@biomate.com.br)